

AGITADOR - Magnético - 5 LTS - analogo, con calefacción, placa de cerámica, BE- AgiMaCer-4 - PROVEEDOR-29

Código: EQUIPLAB-579300

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

AGITADOR - Magnetico - 5 LTS - analogo, con calefaccion, placa de ceramica, BE-AgiMaCer-4 - PROVEEDOR-29

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)