

Aparato Vicat, modelo plus, con mayor estabilidad y mejor presentacion estetica, B-vicat2-Plus

Código: EQUIPLAB-579584

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Aparato Vicat, modelo plus, con mayor estabilidad y mejor presentacion estetica, B-vicat2-Plus. Aguja: 1mm de diametro y 50mm de largo; Molde: 70mm de diametro base y 60mm de diametro superior, 40mm de largo; Diametro del embolo 10mm y peso 300g, escala graduada en milimetros.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)