



Mango de bisturi # 4 Acero inox 410 Doble proteccion

Código: GyB/MangoBisturi4

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Mango de bisturi # 4 Acero inox 410 Doble proteccion. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Mango de bisturi # 4 Acero inox 410 Doble proteccion.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Mango de bisturi # 4 Acero inox 410 Doble proteccion

Referencia de nombre: Mango de bisturi # 4 Acero inox 410 Doble proteccion

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Material: Acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)