



## Matraz aforado 5ML, vidrio Boro 3.3 CLASE A

**Código:** B-01-43-01-0012

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Matraz 5 ML.

1. Confirmá capacidad / volumen 5 ML.

Tipo: Matraz

Capacidad / volumen: 5 ML

Clase: A

*Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.*

## Especificaciones técnicas

## Aplicaciones

Preparación de soluciones

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)