



Matraz aforado 25ML, vidrio Boro 3.3 CLASE A

Código: B-01-43-01-0014

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz 25 ML.

1. Confirmá capacidad / volumen 25 ML.

Tipo: Matraz

Capacidad / volumen: 25 ML

Clase: A

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Preparación de soluciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)