



RONGTAI

Vidrio de reloj 70mm

Código: B-01-43-01-0056

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Vidrio de reloj de 70 mm para laboratorio.

1. Confirmá diámetro 70 mm.

Vidrio

70 mm

Uso general de lab

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Cubierta de vasos

Evaporación

Pesaje de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)