

## Pipeta graduada de clase B cap. 10 ml

**Código:** B-01-43-01-0074

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Pipeta 10 ml. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá capacidad según el protocolo.
2. Verificá que el nombre coincida: Pipeta graduada de clase B cap. 10 ml.
3. Revisá material y clase/grado si el ensayo lo exige.

Tipo: Pipeta

Referencia de nombre: Pipeta graduada de clase B cap. 10 ml

Capacidad / volumen: 10 ml

Clase / grado: B

Graduación: Sí

Origen de ficha: NAME\_ONLY (datos del nombre comercial)

## Especificaciones técnicas

## Aplicaciones

Medición y trasvaso de volúmenes

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)