



Embudo de plastico 100ml

Código: B-01-43-01-0077

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Embudo de plastico 100ml.

1. Confirmá capacidad / volumen 100 ml.

Tipo: Embudo de plastico 100ml

Capacidad / volumen: 100 ml

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)