

Pipeta de medicion clase A Grad. 5 ml

Código: B-01-43-01-0022

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pipeta graduada / de medición 5 ml.

1. Confirmá clase A.

Tipo: Pipeta graduada / de medición

Clase: A

Volumen: 5 ml

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición de volúmenes

Titulaciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)