



Vidrio de reloj 80mm

Código: B-01-43-01-0057

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Vidrio de reloj de 80 mm para laboratorio.

1. Confirmá diámetro 80 mm.

Vidrio

80 mm

Uso general de lab

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Cubierta de vasos

Evaporación

Pesaje de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)