

Vidrio reloj 90mm

Código: B-01-43-01-0058

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Vidrio de reloj de 90 mm para laboratorio.

1. Confirmá diámetro 90 mm.

Vidrio

90 mm

Uso general de lab

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Cubierta de vasos

Evaporación

Pesaje de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)