



Vidrio reloj 100 mm de diametro

Código: B-01-43-01-0059

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Vidrio de reloj de 100 mm para laboratorio.

1. Confirmá diámetro 100 mm.

Vidrio

100 mm

Uso general de lab

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Cubierta de vasos

Evaporación

Pesaje de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)