



Vaso de precipitados, forma alta con graduacion y boquilla 500ml, vidrio Boro3.3

Código: B-01-47-0101-0110

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Vaso de precipitados 500 ml.

1. Confirmá material Vidrio borosilicato 3.3.

Tipo: Vaso de precipitados

Material: Vidrio borosilicato 3.3

Capacidad: 500 ml

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Calentamiento

Preparación de soluciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)