



Tubo de ensayo con borde, vidrio Boro 3.3, sin impresiones 12mmx100mm, Bell-TuboEBordV-12L100

Código: B-01-47-1007-0001

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tubo de ensayo con borde, vidrio borosilicato 3.3, 12 mm × 100 mm, sin impresiones.

1. Confirma diámetro 12 mm y longitud 100 mm.

Borde

Boro 3.3

Sin impresiones

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Ensayos generales

Calentamiento suave

Almacenamiento temporal de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)