



Tubo de ensayo con borde, vidrio Boro 3.3, sin impresiones 25mmx150mm, Bell-TuboEBordV-25L150

Código: B-01-47-1007-0003

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tubo de ensayo con borde, vidrio borosilicato 3.3, 25 mm × 150 mm, sin impresiones.

1. Confirma diámetro 25 mm y longitud 150 mm.

Borde

Boro 3.3

Sin impresiones

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Ensayos generales

Calentamiento suave

Almacenamiento temporal de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)