



Probeta de vidrio Belltronic de 5 ml con base redonda de vidrio. CH

Código: BellProbVid-5ml

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probeta de vidrio de 5 ml con base redonda de vidrio. CH. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Probeta de vidrio de 5 ml con base redonda de vidrio. CH.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Probeta de vidrio de 5 ml con base redonda de vidrio. CH

Referencia de nombre: Probeta de vidrio de 5 ml con base redonda de vidrio. CH

Dato del nombre: 5 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)