

Pipeta de medicion clase A Graduada con cero en el tope 10 ml

Código: B-01-47-0109-0409

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pipeta 10 ml. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá capacidad según el protocolo.
2. Verificá que el nombre coincida: Pipeta de medicion clase A Graduada con cero en el tope 10 ml.
3. Revisá material y clase/grado si el ensayo lo exige.

Tipo: Pipeta

Referencia de nombre: Pipeta de medicion clase A Graduada con cero en el tope 10 ml

Capacidad / volumen: 10 ml

Clase / grado: A / AS

Graduación: Sí

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición y trasvaso de volúmenes

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)