




Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Matraz aforado o volumetrico 500 ml, CLASE A, vidrio borosilicato 3.3

Código: B-01-47-1001-0006

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz Erlenmeyer 500 ml. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá capacidad según el protocolo.
2. Verificá que el nombre coincida: Matraz aforado o volumetrico 500 ml, CLASE A, vidrio borosilicato 3.3.
3. Revisá material y clase/grado si el ensayo lo exige.

Tipo: Matraz Erlenmeyer

Referencia de nombre: Matraz aforado o volumetrico 500 ml, CLASE A, vidrio borosilicato 3.3

Capacidad / volumen: 500 ml

Clase / grado: A / AS

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Preparación y agitación de soluciones

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)