



Tubo conico plast P/centrifuga Belltronic 50ml con tapa rosca, esterilizacionE.O

Código: B-01-47-0102-0001

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tubo cónico para centrífuga 50 ml.

1. Confirmá capacidad 50 ml.

Tipo: Tubo cónico para centrífuga

Capacidad: 50 ml

Esterilización: E.O.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Centrifugación

Almacenamiento de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)