



papel filtro en pliegos de 60x60 tipo wattman 1

Código: B-01-47-0800-0100

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Papel filtro en pliegos 60 × 60 cm, tipo 1 (cualitativo).

1. Confirma formato 60 × 60 cm y grado tipo 1.

Pliego 60 × 60 cm

Uso cualitativo

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Filtración cualitativa

Preparación de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)