



papel filtro de N 102 papel cualitativo, velocidad media, diametro 12,5(100 und)

Código: B-01-47-0801-0000

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Papel filtro cualitativo.

1. Confirmá grado 102.

Tipo: Papel filtro cualitativo

Grado: 102

Velocidad: Media

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Filtración cualitativa

Preparación de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)