



Pipeteador azul Belltronic hasta 2ML

Código: B-01-47-1000-0000

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pipeteador azul hasta 2ML.

1. Confirmá capacidad / volumen 2 ML.

Tipo: Pipeteador azul hasta 2ML

Capacidad / volumen: 2 ML

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)