



Botella tapa azul o tapa rosca Belltronic de 500 ml de vidrio borosilicato 3.3

Código: B-01-47-1002-0002

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Botella / frasco de reactivo 500 ml.

1. Confirmá cierre Tapa rosca.

Tipo: Botella / frasco de reactivo

Cierre: Tapa rosca

Capacidad: 500 ml

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Almacenamiento de reactivos

Preparación de soluciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)