



## Balanza modelo BQ-A10 - 10.000g - 0,1g - Electronica Con rs232 - calibracion externa - belltronic

**Código:** B-01-48-0001

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Balanza de alta capacidad: 10 kg × 0,1 g, calibración externa, interfaz RS232 y carcasa reforzada para uso continuo en banco.

1. Si necesitas 10 kg con lectura 0,1 g y salida RS232, esta es la ficha correcta.
2. Si necesitas otra capacidad de la misma línea (10 / 15 / 30 / 50 kg), pedí la variante correspondiente; no mezcles rangos.
3. Si necesitas gancho inferior, pedí la variante 30 kg con gancho (BQ-A30), no esta.

10 kg × 0,1 g; repetibilidad ± 0,2 g; linealidad ± 0,2 g

Plato 205 × 295 mm

RS232 para PC / impresora

ABS reforzado; filtro antivibración de 6 niveles

Calibración externa; modos de conteo, %, dinámico y acumulación

## Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

| Especificación | B-01-48-0001    |
|----------------|-----------------|
| Modelo         | B-01-48-0001    |
| Configuracion  | 10000 g - 0,1 g |
| Capacidad      | 10000 g         |
| Legibilidad    | 0,1 g           |

## Aplicaciones

Pesaje industrial / de proceso de alta capacidad

Registro en PC o impresora vía RS232

Conteo, porcentaje, acumulación y alarmas de límite

Laboratorio cuando se requiere capacidad alta con décimas de gramo

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)