



Balanza modelo BQ-A15 - 15.000g - 0,1g - Electronica Con rs232 - calibracion externa - belltronic

Código: B-01-48-0002

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de alta capacidad para pesaje industrial y de laboratorio: 15 kg × 0,1 g, calibración externa, interfaz RS232 y carcasa reforzada para uso continuo en banco.

1. Si necesitas 15 kg con lectura 0,1 g y salida RS232, esta es la ficha correcta.
2. Si necesitas otra capacidad de la misma línea (10 / 20 / 30 / 50 kg), pedí la variante correspondiente; no mezcles rangos.
3. Si solo necesitas 15 kg × 0,1 g en 220 V sin énfasis en RS232 industrial, evalúa ES-15K-4TS.

15 kg × 0,1 g; repetibilidad y linealidad $\pm 0,2$ g

Plato 205 × 295 mm

RS232 para PC / impresora

ABS reforzado; filtro antivibración de 6 niveles

Calibración externa; modos de conteo, % , dinámico y acumulación

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	B-01-48-0002
Modelo	B-01-48-0002
Configuración	15000 g - 0,1 g
Capacidad	15000 g
Legibilidad	0,1 g

Aplicaciones

Pesaje industrial / de proceso hasta 15 kg

Registro en PC o impresora vía RS232

Conteo, porcentaje, acumulación y alarmas de límite

Laboratorio cuando se requiere capacidad alta con 0,1 g

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)