



Balanza - 300gr - 0.001g - Electronica - con rs232

Código: BT-A+300

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Balanza Belltronic de laboratorio, un rango: 300 g × 0,001 g, calibración externa y RS232. Corresponde al equipo de 300 g × 1 mg que llegó a bodega.

Cómo elegir

1. Si pesas hasta 300 g con lectura de 1 mg, esta es la ficha BT-A+300.
2. Si necesitas conectar a PC, esta unidad trae RS232.
3. Si necesitas 320 g o el segundo rango 420 g, usa BY-A320, no esta.

Características

300 g × 0,001 g, plato Ø 80 mm
Calibración externa
RS232 incluido en esta importación
Carcasa metálica antivibración, un solo rango

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	BT-A+300
Capacidad	300 g
Resolución	0,001 g (1 mg)
Repetibilidad	± 0,002 g
Linealidad	± 0,002 g
Plato	Ø 80 mm
Calibración	Externa
Interfaz	RS232 (incluido en esta unidad)
Carcasa	295 × 208 × 290 mm
Sensor	Celdilla de carga (un rango)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)