



Balanza - 320gr - 0.001g - Electronica - con rs232

Código: BY-A320

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Balanza Belltronic Plus de laboratorio. Fábrica la entrega en doble rango: 320 g × 0,001 g y 420 g × 0,005 g, calibración externa y RS232. El código nuestro es BY-A320.

Cómo elegir

1. Si el trabajo principal es 320 g con 1 mg, esta es la ficha BY-A320.
2. El segundo rango (420 g × 0,005 g) viene en el mismo equipo; no es otra ficha.
3. Si solo necesitas 300 g × 1 mg de un rango, usa BT-A+300.

Características

Doble rango 320 g × 0,001 g y 420 g × 0,005 g, plato Ø 90 mm

Calibración externa

RS232 de serie

Carcasa metálica, filtro antivibración

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	BY-A320
Capacidad	320 g / 420 g (doble rango)
Resolución	0,001 g / 0,005 g
Repetibilidad	± 0,002 g / ± 0,005 g
Linealidad	± 0,002 g / ± 0,005 g
Plato	Ø 90 mm
Calibración	Externa
Interfaz	RS232
Carcasa	295 × 208 × 305 mm
Sensor	Doble rango y doble precisión

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)