



Balanza - 4000gr - 0.01gr - Electronica - con rs232

Código: BY-B4000

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza - 4000gr - 0.01gr - Electronica - con rs232. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza - 4000gr - 0.01gr - Electronica - con rs232.

Tipo: Balanza - 4000gr - 0.01gr - Electronica - con rs232

Referencia de nombre: Balanza - 4000gr - 0.01gr - Electronica - con rs232

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)