



Rack de 96 puntas esteriles con filtro 1000 ul

Código: BellEstRejFilt-1000UL

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Rack de 96 puntas esteriles con filtro 1000 ul. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Rack de 96 puntas esteriles con filtro 1000 ul.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Rack de 96 puntas esteriles con filtro 1000 ul

Referencia de nombre: Rack de 96 puntas esteriles con filtro 1000 ul

Dato del nombre: 1000 ul

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)