



MARTILLO SCHMIDT DE ENSAYO DE HORMIGON TIPO N

Código: B-01-67-0020

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Normas: ASTM C805

Esclerometro/martillo Schmidt

Descripción:

- Para ensayo de resistencia en componentes de construcción, puentes y componentes de concreto (paneles, vigas, columnas).

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	10~60 MPa - B - 01 - 67 - 0020 - 0; 5~0; 8 N
Artículo / Índice	B - 01 - 67 - 0020
Rango	10~60 MPa
Energía de impacto	2; 207 J (0; 225 kgf·m)
Carrera de impacto	75 mm
Fricción del deslizador	0; 5~0; 8 N
Radio esférico del poste de impacto	25 ± 1 mm
Valor de calibración del yunque de prueba	80 ± 2
Dimensiones	287 × Ø54 mm
Peso	1 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)