

 DESCRIPCIÓN de peso unitario para determinar idad y el porcentaje de vacíos en dos NORMA TM C29, C138, C192 / E217 ESPECIFICACIONES TÉCNICA • Capacidad de 3 Litros • Incluye manijas de Manipulación	Medidas Volumetricas de 3 litros ASTM C29, Bell-MedVol-3 Código: B-01-70-0008 Marca: N/D Ver producto en Cotecno Solicitar cotización
---	---

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Medida volumétrica. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá capacidad según el protocolo.
2. Verificá nombre; Medidas Volumetricas de 3 litros ASTM C29.
3. Revisá material y norma si el ensayo lo exige.

Tipo: Medida volumétrica

Referencia de nombre: Medidas Volumetricas de 3 litros ASTM C29

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición de volúmenes agregados

Selección por rango / capacidad según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)