



Molde proctor estandar de 4"

Código: B-01-70-01-08-0001

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Molde Proctor. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá diámetro según el protocolo.
2. Verificá nombre: Molde proctor estandar de 4".
3. Revisá material y norma si el ensayo lo exige.

Tipo: Molde Proctor

Referencia de nombre: Molde proctor estandar de 4"

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Ensayos de compactación

Selección por rango / capacidad según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)