



Vaso precipitado de 600 ML

Código: B-02-02-01-01-0022

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Vaso precipitado de 600 ML. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Vaso precipitado de 600 ML.

Tipo: Vaso precipitado de 600 ML

Referencia de nombre: Vaso precipitado de 600 ML

Dato del nombre: 600 ML

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)