



Paila galvanizada 12"

Código: B-02-04-06-01-0019

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Paila galvanizada 12". Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Paila galvanizada 12".

Tipo: Paila galvanizada 12"

Referencia de nombre: Paila galvanizada 12"

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)