



MOLDE PROCTOR 100mm

Código: B-02-04-06-01-0023

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

MOLDE PROCTOR 100mm. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: MOLDE PROCTOR 100mm.

Tipo: MOLDE PROCTOR 100mm

Referencia de nombre: MOLDE PROCTOR 100mm

Dato del nombre: 100 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)