



## Equipo Proctor Standart de 4" con Molde y Pison 2,5kg.

**Código:** B-02-04-06-01-0025

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Equipo Proctor Standart de 4" con Molde y Pison 2. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Equipo Proctor Standart de 4" con Molde y Pison 2,5kg..

Tipo: Equipo Proctor Standart de 4" con Molde y Pison 2

Referencia de nombre: Equipo Proctor Standart de 4" con Molde y Pison 2,5kg.

Dato del nombre: 2,5 kg

Origen de ficha: NAME\_ONLY (datos del nombre comercial)

## Especificaciones técnicas

## Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)