



Arena normalizada saco de 25kg

Código: B-02-28-02-01-0005

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Arena normalizada suministrada en saco de 25 kg para trabajos de laboratorio e ingeniería civil que requieran material de ensayo controlado.

La norma, granulometría y certificado aplicables deben confirmarse al solicitar la cotización, porque el registro actual no incluye una ficha técnica del proveedor.

Especificaciones técnicas

Presentación	Saco de 25 kg
Tipo	Arena normalizada para ensayos
Norma aplicable	Por confirmar según requerimiento
Granulometría	Por confirmar con ficha o certificado del proveedor
Marca	No informada
SKU	B-02-28-02-01-0005

Aplicaciones

- Ensayos de laboratorio e ingeniería civil que especifiquen arena normalizada.
- Control o preparación de muestras, sujeto a confirmar la norma y granulometría requeridas.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)