



## medidas volumetricas de 5 litros

**Código:** GyB-JL/MedVol5L

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

medidas volumetricas de 5 litros. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: medidas volumetricas de 5 litros.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: medidas volumetricas de 5 litros

Referencia de nombre: medidas volumetricas de 5 litros

Origen de ficha: NAME\_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

## Especificaciones técnicas

## Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)