

Medida volumetrica de 3 litros

Código: GyB-JV/MedVol-3L

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Medida volumetrica de 3 litros. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Medida volumetrica de 3 litros.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Medida volumetrica de 3 litros

Referencia de nombre: Medida volumetrica de 3 litros

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)