



Bandejas metalicas 30x30 cms.

Código: GyB-JVS/BandMet30x30

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bandejas metalicas 30x30 cms.. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Bandejas metalicas 30x30 cms..
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Bandejas metalicas 30x30 cms.

Referencia de nombre: Bandejas metalicas 30x30 cms.

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)