



Jarro Plastico de 1 litro

Código: B-02-02-01-01-0013

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Jarro Plastico de 1 litro. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Jarro Plastico de 1 litro.

Tipo: Jarro Plastico de 1 litro

Referencia de nombre: Jarro Plastico de 1 litro

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)