



MOLDE CILINDRICO RESINA 150X300 MM

Código: B-02-28-02-01-0023

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

MOLDE CILINDRICO RESINA 150X300 MM. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: MOLDE CILINDRICO RESINA 150X300 MM.

Tipo: MOLDE CILINDRICO RESINA 150X300 MM

Referencia de nombre: MOLDE CILINDRICO RESINA 150X300 MM

Dato del nombre: 300 MM

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)