



Capsula de humedades para Proctor y CBR (1kg)

Código: B-02-168-0001

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Capsula de humedades para Proctor y CBR (1kg). Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Capsula de humedades para Proctor y CBR (1kg).

Tipo: Capsula de humedades para Proctor y CBR (1kg)

Referencia de nombre: Capsula de humedades para Proctor y CBR (1kg)

Dato del nombre: 1 kg

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)