



Balanza Digital 100Kg/10g Acero Inoxidable, Plataforma (30X40Cm)

Código: BelINBalDigAC-100

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 100kg/10g acero inoxidable. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Balanza digital 100kg/10g acero inoxidable, plataforma (30X40cm).
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Balanza digital 100kg/10g acero inoxidable

Referencia de nombre: Balanza digital 100kg/10g acero inoxidable, plataforma (30X40cm)

Dato del nombre: 100 kg

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Especificación	BelINBalDigAC-100
Modelo	BelINBalDigAC-100
Configuracion	100 kg - 10 g
Capacidad	100 kg
Legibilidad	10 g
Resolucion	10 g
Tipo	Plataforma / industrial

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)