



Medida volumetrica de 5 lts.

Código: GyB-MedVolumetrica5L

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Medida volumetrica de 5 lts.. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Medida volumetrica de 5 lts..
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Medida volumetrica de 5 lts.

Referencia de nombre: Medida volumetrica de 5 lts.

Dato del nombre: 5 lts

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)