



Filtro jeringa de acetato de celulosa hidrofílico de 33mm Ø de 0,45 micrones

Código: GyB-C/SFM33CA0045

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Filtro jeringa de acetato de celulosa hidrofílico de 33mm Ø . Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Filtro jeringa de acetato de celulosa hidrofílico de 33mm Ø de 0,45 micrones.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Filtro jeringa de acetato de celulosa hidrofílico de 33mm Ø

Referencia de nombre: Filtro jeringa de acetato de celulosa hidrofílico de 33mm Ø de 0,45 micrones

Dato del nombre: 33 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)