



filtro jeringa de borosilicato de 25 mm de diametro de 0.22 micras absolutos

Código: GyB-C/SFU25GF0045

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

filtro jeringa de borosilicato de 25 mm de diametro de 0.45 . Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: filtro jeringa de borosilicato de 25 mm de diametro de 0.45 micras absolutos.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: filtro jeringa de borosilicato de 25 mm de diametro de 0.45

Referencia de nombre: filtro jeringa de borosilicato de 25 mm de diametro de 0.45 micras absolutos

Dato del nombre: 25 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)