



Medidor de Espesor de Recubrimiento NOVOTEST TP-1M (completo con sonda F-0.5)

Código: NOV-GYB-TP-1M

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

medidor de espesor de recubrimiento NOVOTEST TP-1M (completo. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: medidor de espesor de recubrimiento NOVOTEST TP-1M (completo con sonda F-0.5).

Tipo: medidor de espesor de recubrimiento NOVOTEST TP-1M (completo

Referencia de nombre: medidor de espesor de recubrimiento NOVOTEST TP-1M (completo con sonda F-0.5)

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)