



Analizador químico semiautomático longitud de onda 340/405/450/510/546/578/630 nm temperatura 25/30/37 °C

Código: B2-01-010006

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El analizador bioquímico semiautomático B2-01-010006 es un instrumento de diagnóstico in vitro basado en microcomputadora que combina óptica, mecánica y control de automatización en uno. Se utiliza junto con los reactivos relacionados para la determinación cuantitativa de elementos bioquímicos, ampliamente aplicado en varios hospitales e institutos de investigación, con las características de alta precisión, excelente repetibilidad y función completa.

Características

- Pantalla táctil LCD de 7,0 pulgadas con interfaz gráfica fácil de usar.
- 2. Gran espacio de memoria, puede almacenar 300 elementos de prueba, 20.000 resultados de prueba.
- 3. Impresora térmica incorporada para imprimir los resultados de la medición y marcar los resultados anormales.
- 4. Control de temperatura inteligente de la incubadora, temperatura ambiente, 25,0 °C, 30,0 °C, 37,0 °C, cuatro opciones de temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	Pantalla táctil LCD de 7,0 pulgadas - 20 puestos de incubación - ± 2 nm
Tipo de muestra	Suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo, etc.
Método analítico	Método de punto final, método de tiempo fijo (método de dos puntos), método dinámico (método de tasa)
Puestos de incubación	20 puestos de incubación
Temperatura de la incubadora	RT 25°C, 30°C, 37°C, cuatro opciones de temperatura
Taza decorativa	Flujo a través de una cubeta de lectura directa
Longitud de onda	Longitud de onda 340/405/450/510/546/578/630 nm, 2 posiciones de filtro abiertas adicionales
Precisión de la longitud de onda	± 2 nm
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 7,0 pulgadas
Idioma	Inglés, francés, español, se pueden personalizar otros idiomas
Impresora	Impresora térmica integrada
Interfaz	RS-232, USB
Consumo	150 VA
Fuente de alimentación	CA 110/220 V ± 10 %, 60/50 Hz

Especificación	Pantalla táctil LCD de 7,0 pulgadas - 20 puestos de incubación - ± 2 nm
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	400*410*190 mm
Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto)	520*490*330 mm
Peso neto	9 kg
Peso bruto	12 kg

Aplicaciones

Analizador de bioquímica semiautomático: la compra se decide principalmente por tipo de muestra: suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo, etc y método analítico: método de punto final, método de tiempo fijo (método de dos puntos), método dinámico (método de tasa).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tipo de muestra: suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo, etc.

Adecuado cuando la especificacion requerida es método analítico: método de punto final, método de tiempo fijo (método de dos puntos), método dinámico (método de tasa).

Adecuado cuando la especificacion requerida es posiciones de incubación: 20 puestos de incubación.

Criterios de compatibilidad

Verifique tipo de muestra: suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo, etc antes de confirmar la compra.

Verifique método analítico: método de punto final, método de tiempo fijo (método de dos puntos), método dinámico (método de tasa) antes de confirmar la compra.

Verifique posiciones de incubación: 20 puestos de incubación antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si tipo de muestra: suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo, etc y método analítico: método de punto final, método de tiempo fijo (método de dos puntos), método dinámico (método de tasa) coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)