



Analizador hematologico automatico de 3 partes

Código: B2-01-010020

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El analizador hematologico es un dispositivo medico utilizado para detectar y analizar los componentes celulares de la sangre, principalmente que incluye globulos blancos, globulos rojos, plaquetas, etc.

Utiliza tecnologias opticas, electronicas y de otro tipo para contar, clasificar y observar la morfologia de las muestras de sangre.

El analizador de celulas sanguineas tiene un valor de aplicacion importante en el examen clinico, la prevencion de la enfermedad, el diagnostico y el tratamiento.

Pantalla LCD de color tactil de 9.7 pulgadas, facil de operar, muestre todos los parametros e histogramas en la misma pantalla.

Se requieren menos muestras para las pruebas: sangre venosa: 10 ul, capilar: 10 ul, prediluida: 20 ul.

60 muestras por hora.

21 parametros y 3 histogramas.

Se puede encender continuamente durante 24 horas.

Limpie automaticamente la muestra, contando la piscina y la tuberia despues de comenzar.

Impresora termica incorporada, se puede conectar una impresora externa.

Metodo de impedancia electrica, deteccion sin cianuro de HGB.

Funcion de extraccion de bloqueo y alarma totalmente inteligente.

Tanto la calibracion automatica como la calibracion manual estan disponibles.

Modo de conteo: venoso, capilar, prediluido.

Soporte del sistema LIS.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Sangre venosa: 10µl, Capilar: 10µl, Prediluida: 20µl - 10 ~ 40 ° C - ≤80%
Configuracion	Sangre venosa: 10µl, Capilar: 10µl, Prediluida: 20µl - 10 ~ 40 ° C - ≤80%
Rendimiento	60 muestras/hora
Principio	Impedancia para la diferenciación de WBC y el recuento WBC/RBC/PLT; Método colorimétrico para HGB
Canales	2
Parámetros	21 parámetros (incluidos WBC, Mid#, Lym#, Gran#, Mid%, Lym%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC)

Especificación	Sangre venosa: 10µl, Capilar: 10µl, Prediluida: 20µl - 10 ~ 40 ° C - ≤80%
Histogramas	3 histogramas (incluyendo WBC, RBC, histogramas PLT)
Volumen de muestra	Sangre venosa: 10µl, Capilar: 10µl, Prediluida: 20µl
Calibración	Manual, calibración automática
Modos de conteo	Venoso, capilar, prediluido
Modelo de impresión	Impresión automática, impresión manual
Lis	Apoyar LIS bidireccional
Idioma	Chino, inglés, español, francés, ruso, ucraniano
Reactivo	Diluyente 10L, Agente Hemolítico 250 ml, Cleanser de sonda: 50 ml
Entrada de datos	Pantalla táctil de 9.7 pulgadas, mouse, teclado (opcional)
Producción	Impresora interna, soporte de impresora externa
Papel de impresora	57*30 mm
Interfaz	4 puertos USB, puerto de red, puerto serie RS232
Almacenamiento	100,000 resultados con histograma
Desactivar	Quema de alto voltaje, descarga inversa de alta presión
Temperatura laboral	10 ~ 40 ° C
Alimentación eléctrica	100 ~ 240ac, 50/60Hz, 150VA
Humedad relativa	≤80%
Presión atmosférica	86.0kpa ~ 106.0kpa
Tarifa de traspaso	Parámetro
Tarifa de traspaso	CV
Fondo	Parámetro
Fondo	Fondo
Linealidad	Parámetro
Linealidad	WBC
Linealidad	Glóbulo
Linealidad	HGB
Linealidad	PLT
Precisión	Parámetro
Precisión	WBC
Precisión	Glóbulo
Precisión	HGB
Precisión	PLT
Precisión	HCT
Tamaño externo (W*D*H)	295*505*430 mm
Tamaño lleno (W*D*H)	Instrumento: 404*564*616 mm; Reactivo: 340*340*340 mm, 200*150*100 mm
Peso neto	20 kg
Peso bruto	Instrumento: 23 kg; Reactivo: 13 kg, 1 kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)